

供应商报价表（第 1 轮）

序号	名称	包装规格	单位	最高限价 (元)	价格 (元)
1	促卵泡生成素校准品	3×2.0mL	盒	677.54	676.90
2	促黄体生成素校准品	3×2.0mL	盒	677.54	676.90
3	垂体泌乳素校准品	3×2.0mL	盒	677.54	676.90
4	睾酮校准品	3×2.0mL	盒	677.54	676.90
5	孕酮校准品	3×2.0mL	盒	677.54	676.90
6	雌二醇校准品	3×2.0mL	盒	677.54	676.90
7	生殖激素类复合 定值质控品(低 值)1 瓶	1×5mL	盒	337.8	336.9
8	生殖激素类复合 定值质控品(高 值)1 瓶	1×5mL	盒	337.8	336.9
9	乙型肝炎病毒表 面抗原校准品	3×2.0mL	盒	251.04	249
10	乙型肝炎病毒表 面抗体校准品	3×2.0mL	盒	385.1	384
11	乙型肝炎病毒 e 抗 原校准品	2×2.0mL	盒	250.94	249
12	乙型肝炎病毒 e 抗 体校准品	2×2.0mL	盒	250.94	249
13	乙型肝炎病毒核 心抗体校准品	2×2.0mL	盒	250.94	249
14	人类免疫缺陷病 毒抗原抗体校准 品	2×2.0mL	盒	250.94	249.9
15	丙型肝炎病毒抗 体校准品	2×2.0mL	盒	328.15	327.9
16	乙型肝炎病毒表 面抗原阴性质控 品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300
17	乙型肝炎病毒表 面抗原阳性质控 品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300

18	乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300
19	乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300
20	梅毒螺旋体抗体校准品	2×2.0mL	盒	301.13	300.9
21	乙型肝炎病毒 e 抗原阴性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300.90
22	乙型肝炎病毒 e 抗原阳性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300.90
23	乙型肝炎病毒 e 抗体阴性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300.90
24	乙型肝炎病毒 e 抗体阳性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300.90
25	乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300.90
26	乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	301.13	300.90
27	人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品 3 瓶	3×2.0mL	盒	990.24	989.90
28	人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品 6 瓶	6×2.0mL	盒	1980.49	989.90
29	丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)3 瓶	3×2.0mL	盒	451.69	450.90
30	丙型肝炎病毒抗体质控品(阳性)3 瓶	3×2.0mL	盒	451.69	450.90
31	梅毒螺旋体抗体质控品(阴性)3 瓶	3×2.0mL	盒	500.92	499.9
32	梅毒螺旋体抗体质控品(阳性)3 瓶	3×2.0mL	盒	500.92	499.9
33	化学发光底物液(4 瓶)	500 人份/瓶	盒	1080.97	1079.90
34	BM60 免疫反应杯及废料箱	5000 个/箱	盒	1689.01	1688.90

35	清洗液	10L	瓶	213.3	212.90
36	针清洗液	12 瓶/盒	瓶	169.09	168.90
37	生殖激素类复合 定值质控品(低 值)3 瓶	3×5mL	盒	1273.99	1272
38	生殖激素类复合 定值质控品(高 值)3 瓶	3×5mL	盒	1273.99	1272
39	肌酸激酶同工酶 MB (CK-MB) 定量 测定试剂盒 (CLIA)2×100 人 份	2×100 人份	盒	3584	3580
40	总三碘甲状腺原 氨酸(T3)测定试 剂盒(化学发光免 疫分析法)	2×50 人份	盒	1206.44	1205
41	总三碘甲状腺原 氨酸(T3)测定试 剂盒(化学发光免 疫分析法)	2×100 人份	盒	2412.88	2410
42	总甲状腺素(T4) 测定试剂盒(化学 发光免疫分析法)	2×50 人份	盒	1206.44	1205
43	总甲状腺素(T4) 测定试剂盒(化学 发光免疫分析法)	2×100 人份	盒	2412.88	2410
44	游离三碘甲状腺 原氨酸(FT3)测定 试剂盒(化学发光 免疫分析法)	2×50 人份	盒	1206.44	1205
45	游离三碘甲状腺 原氨酸(FT3)测定 试剂盒(化学发光 免疫分析法)	2×100 人份	盒	2412.88	2410
46	游离甲状腺素 (FT4)测定试剂盒 (化学发光免疫分 析法)	2×50 人份	盒	1206.44	1205
47	游离甲状腺素 (FT4)测定试剂盒 (化学发光免疫分 析法)	2×100 人份	盒	2412.88	2410

48	促甲状腺激素 (TSH)测定试剂盒 (化学发光免疫分 析法)	2×50 人份	盒	1206.44	1205
49	促甲状腺激素 (TSH)测定试剂盒 (化学发光免疫分 析法)	2×100 人份	盒	2412.88	2410
50	甲状腺球蛋白 (Tg)定量测定试 剂盒 (CLIA)	2×50 人份	盒	1795.18	1793
51	甲状腺球蛋白 (Tg)定量测定试 剂盒 (CLIA)	2×100 人份	盒	3590.36	3588
52	甲状腺球蛋白抗 体 (Anti-Tg)定 量测 定试剂盒 (CLIA)	2×50 人份	盒	1853.09	1850
53	甲状腺球蛋白抗 体 (Anti-Tg)定 量测 定试剂盒 (CLIA)	2×100 人份	盒	3706.18	3705
54	抗甲状腺过氧化 物酶抗体 (Anti-TPO)定量 测定试剂盒 (CLIA)	2×50 人份	盒	1853.09	1850
55	抗甲状腺过氧化 物酶抗体 (Anti-TPO)定量 测定试剂盒 (CLIA)	2×100 人份	盒	3706.18	3705
56	促甲状腺素受体 抗体 (TRAb)测定 试剂 盒 (化学发 光免疫分析法)	2×50 人份	盒	3571.06	3570
57	促甲状腺素受体 抗体 (TRAb)测定 试剂 盒 (化学发 光免疫分析法)	2×100 人份	盒	7142.11	7140
58	游离三碘甲状腺 原氨酸校准品	3×2.0mL	盒	735.44	732
59	游离甲状腺素校 准品	3×2.0mL	盒	735.44	732

60	总三碘甲状腺原氨酸校准品	3×2.0mL	盒	735.44	733
61	总甲状腺素校准品	3×2.0mL	盒	735.44	733
62	促甲状腺激素校准品	3×2.0mL	盒	735.44	733
63	甲状腺球蛋白校准品	3×2.0mL	盒	628.32	626
64	甲状腺球蛋白抗体校准品	3×2.0mL	盒	628.32	626
65	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	3×2.0mL	盒	628.32	626
66	甲状腺相关自身抗体质控品（低值）3瓶	3×2mL	盒	628.32	626
67	甲状腺相关自身抗体质控品（高值）3瓶	3×2mL	盒	793.35	790
68	甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）1瓶	1×5mL	盒	463.27	460
69	甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）1瓶	1×5mL	盒	463.27	460
70	甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）3瓶	3×5mL	盒	1401.4	1400
71	甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）3瓶	3×5mL	盒	1401.4	1400
72	促甲状腺激素校准品	C0:4×0.55 mL, C1:4×0.55 mL, C2:4×0.55 mL	盒	735.44	732
73	甲状腺球蛋白抗体校准品	C0:4×0.25 mL, C1:4×0.25 mL, C2:4×0.25 mL	盒	628.32	625
74	甲状腺球蛋白校准品	C0:4×0.25 mL, C1:4×0.25 mL, C2:4×0.25 mL	盒	628.32	625
75	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	C0:4×0.22 mL, C1:4×0.22 mL, C2:4×0.22 mL	盒	628.32	625
76	游离甲状腺素校准品	C0:4×0.25 mL, C1:4×0.25 mL	盒	735.44	732

		mL, C2:4×0.25 mL			
77	游离三碘甲状腺原氨酸校准品	C0:4×0.3 mL, C1:4×0.3 mL, C2:4×0.3 mL	盒	735.44	732
78	总甲状腺素校准品	C0:4×0.28 mL, C1:4×0.28 mL, C2:4×0.28 mL	盒	735.44	732
79	总三碘甲状腺原氨酸校准品	C0:4×0.3 mL, C1:4×0.3 mL, C2:4×0.3 mL	盒	735.44	732
80	促甲状腺素受体抗体校准品	C0: 4×0.45 mL, C1: 4×0.40mL, C2: 4×0.40mL	盒	559.79	557
81	甲状腺相关自身抗体质控品（高值）	3×2.0 mL	盒	897.59	895
82	甲状腺相关自身抗体质控品（低值）	3×2.0 mL	盒	723.86	720

供应商名称: 宁波力邦医疗科技有限公司

供应商授权代表签字: 刘平

日期: 2025.10.30